



SEGSTIKLIŅI



KODS	IZMĒRI (mm) (±0,15)	IEPAKOJUMS	UDI-DI
09-2040	24 x 40	1000 gab. (10 kastes x 100 gab.)	08034120272551
09-2050	24 x 50	1000 gab. (10 kastes x 100 gab.)	08034120272568
09-2060	24 x 60	1000 gab. (10 kastes x 100 gab.)	08034120272575
09-5065	50 x 65	1000 gab. (10 kastes x 100 gab.)	08034120278089



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080341202W0503900202Q2



Vienreizlietojams

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001

Segstikliņi, standarta biezums 0,13 – 0,16 mm

VISPĀRĪGAS PAZĪMES

Bio-Optica segstikliņi ir notīrīti un attaukoti, pilnīgi dzidri, bez selektīvas uzsūkšanās efekta. Tie ir ražoti automatizēti un to virsma ir vienmērīgi līdzena, bez burzījumiem, uzpūstiem burbuļiem vai skrāpējumiem. Ideāli izmantojami ar tirdzniecībā pieejamiem automatizētiem segstikliņu licējiem.

Tehniskie dati

Tehniskās pazīmes	Ķīmiskais sastāvs	Borosilikāta 3.3 stikls, atbilst standartam ISO 8255
	Refrakcijas koeficients:	1,513 – 1,523 (mērīts no $\lambda = 546,07$ nm līdz $\lambda = 643,85$ nm)
	Blīvums:	(2,47 $\pm$ 0,01) kg/dm ³
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	10 plastmasas kastes, katrā 100 segstikliņu
	Sekundārais iepakojums	Kartona kaste
Saglabāšana	Glabāšana	Glabājiet priekšmetstikliņus vēdināmā un sausā vidē. Gan glabāšanas, gan lietošanas laikā nepieļaujiet lielas temperatūras svārstības. Produkta dzesēšanas rezultātā var rasties kondensācija un starp stikliem var veidoties kondensāts.
	Derīgums	Nav piemērojams
Brīdinājums un norādes par piesardzību	Lietošanas instrukcija	Šim produktam nav pievienota.
	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Produkts nav ķīmiski bīstams. Nav nepieciešami brīdinājumi un piesardzības pasākumi.
	Iznīcināšana	Ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu.
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001